



CERECARE
 780, rue Blaise Pascal
 59267 PROVILLE
 ☎ +33(0)3 27 83 69 57
 📠 +33(0)3 27 83 70 42
 🌐 www.cerecare.fr
 ✉ info@cerecare.fr

COORDONNÉES DU PRESCRIPTEUR

INFORMATIONS PATIENT

NOM
 Prénom
 Date de naissance ____/____/____ Taille du patient cm

SEXE HOMME FEMME

RENOUVELLEMENT OUI NON

Si renouvellement, n° de dossier :

COMMANDE À RÉCEPTIONNER POUR LE : ____/____/____

ADRESSE DE LIVRAISON

NOM
 Prénom
 Adresse

Ville

Code postal |_|_|_|_|_|_|_|

La commande est expédiée par Chronopost (pour les professionnels) et par Colissimo (pour les particuliers) **sans frais supplémentaires.**


GUIDE DE PRISE DE MESURES

- ✓ Veuillez tracer sur le dessin les contours du vêtement désiré.
- ✓ Les hauteurs sont à prendre de façon perpendiculaire (façon fil à plomb) et les circonférences au mètre-ruban placé bien horizontalement à plat.
- ✓ Les circonférences, hauteurs et longueurs sont à prendre le pied bien à plat.
- ✓ Toute autre dimension jugée indispensable à la réalisation du vêtement sera indiquée.

1 Choix du modèle

CHAUSSETTE

- DROITE ouverte fermée
 GAUCHE ouverte fermée



OPTIONS (facultatif)

MOTIF ENFANT
 Indiquez la référence souhaitée => voir guide SED

COLORIS FINITION
 Indiquez le coloris souhaité => voir nuancier SED

FERMETURE À GLISSIÈRE

- ↳ Pied droit
 Antéro interne Antéro externe
 Longueur :
 ↳ Pied gauche
 Antéro interne Antéro externe
 Longueur :

2 Choix du tissu

- PREMIUM
 bleu noir écru


- DYNAMIC
 taupe noir écru rose bleu clair

3 Prise de mesures

CIRCONFÉRENCES (en cm)	Droite	Gauche
A De la jambe, au départ du vêtement		
B Entre A et C		
C Au niveau de la cheville		
D Au niveau de la malléole		
E À hauteur du talon		
F À hauteur de la voûte plantaire		
G Au niveau du métatarse (entre F et H)		
H Au milieu du petit orteil		

HAUTEURS (en cm)	Droite	Gauche
1 Entre A et B		
2 Entre A et D (du haut du vêtement à la malléole)		

LONGUEURS (en cm)	Droite	Gauche
3 Totale du pied <i>si chaussette fermée</i>		
4 De la chaussette (du talon à l'extrémité du vêtement) <i>si chaussette ouverte</i>		



Commentaires :