

CEINTURES DE MAINTIEN ABDOMINAL ADAPTÉES AUX MESURES

SEXE

Homme

Femme

IL EST IMPÉRATIF D'ENVOYER LES 2 FACES DU DOCUMENT SI VOUS CHOISISSEZ UNE CEINTURE ADAPTÉE AUX MESURES.

1/ POUR LE CHOIX DE LA HAUTEUR

HAUTEUR INDIQUÉE = HAUTEUR PRISE EN COMPTE EN CONFECTION

Si aucune hauteur n'est indiquée, la ceinture sera confectionnée selon la hauteur ① (SCHÉMA 2)

2/ POUR LE CHOIX DU COLORIS

Si aucun coloris n'est sélectionné, le vêtement sera envoyé en noir

ABDOPLAS® FORTE

- Hauteur cm
- Coloris noir blanc
- Bretelles avec sans
- Position fermeture centrale latérale*
- Fermeture triple agrafage bande auto-agrippante
- Pattes d'entrejambe avec* sans poche kangourou
- Patte hypogastrique avec sans
- Tirants hypogastriques avec sans
- Patte + tirants hypogastriques avec sans
- Emplacement pour stomie avec sans

*Si non précisé, pattes d'entrejambe et fermeture latérale automatiquement prévues.

ABDOPLAS® FORTE CONFORT (extension short)

- Hauteur cm
- Tissu et Coloris Dynamic Digitex
- noir écru noir blanc
- Bretelles avec sans
- Fermeture latérale 3 agrafes 6 agrafes
- Fermeture centrale zip (partielle, 10-20 cm) avec sans
- Entrejambe ouvert fermé par zip (femme uniquement)
- Patte hypogastrique avec sans
- Tirants hypogastriques avec sans
- Patte + tirants hypogastriques avec sans

STOMIBELT® FORTE

- Hauteur cm
- Coloris noir blanc

STOMIBELT® FORTE CONFORT

Position de la fermeture (La fermeture se positionne à l'opposé de la stomie.) droite gauche

Fermeture à gauche par défaut si non précisé

SCHÉMA 1
CIRCONFÉRENCES




SCHÉMA 2
HAUTEURS DEVANT





SCHÉMA 3
HAUTEURS DOS



CIRCONFÉRENCES	Mesures en cm
A Pli sous mammaire	
B Taille (au creux de la taille)	
C Abdomen (mi-distance entre B et D)	
D Bassin (bord supérieur du pubis)	
E Cuisse au plus fort	UNIQUEMENT ABDOPLAS® FORTE CONFORT
F Cuisse à l'extrémité du vêtement	UNIQUEMENT ABDOPLAS® FORTE CONFORT


HAUTEURS DEVANT	Mesures en cm	
	DEVANT	PROFIL si nécessaire
1 Pli sous mammaire - Bassin (AD)		
2 Taille - Bassin (BD)		
3 Abdomen - Bassin (CD)		
4 Bassin - Extrémité du vêtement (DF)		UNIQUEMENT ABDOPLAS® FORTE CONFORT

HAUTEURS DOS	Mesures en cm
1 Pli sous mammaire - Bassin (AD)	
2 Taille - Bassin (BD)	
5 Pli sous mammaire - Pli sous fessier (AG)	

MERCI DE REMPLIR IMPÉRATIVEMENT LES 3 TABLEAUX DE MESURES.

STOMIE

Cocher l'emplacement de la stomie directement sur le schéma ci-contre.



Commentaires :

.....

.....

.....

.....